

## Med

### Lidpflege

DE

Pflege+Hygiene  
Mit Liposomen

Sanfte tägliche Pflege und Reinigung für gereizte, empfindliche Lider und die Augenpartie.

Dermatologisch und augenärztlich getestet. Sehr gute Verträglichkeit.

Spezielle Formulierung zur schonenden Entfernung von Ablagerungen, Sekreten, Verkrustungen und Schuppen.

Die tägliche Augenlidhygiene ist die wichtigste Maßnahme bei Reizungen und Blepharitis.

Lipo Nit® Med:

- reduziert Rötungen der Augenlider
- verbessert die Hautfeuchtigkeit
- lindert Reizungen
- verbessert die Hautbeschaffenheit

Kann zur sanften Entfernung von Make-up verwendet werden.

Muss nach der Anwendung nicht von den Augenlidern abgespült werden.

Lipo Nit® Med ist für Kontaktlinsenträger geeignet. Es empfiehlt sich die Kontaktlinsen erst nach der Anwendung einzusetzen.

Anwendung 2-mal täglich.

Ein fusselreies Wattepad mit Lipo Nit® Med befeuchten.

Oberlid von oben nach unten und Unterlid von unten nach oben reinigen (jeweils zum Lidspalt hin). Damit werden die Ablagerungen, Schuppen und Krusten am Lidrand und an den Wimpern entfernt.

Für jedes Augenlid ein neues Wattepad verwenden.

Ingredients/Inhaltsstoffe:

Aqua, Sodium Chloride, Lecithin, Phenoxyethanol, Alcohol, Retinyl Palmitate

Hinweise:

Bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden.

Diese kann in Form von Brennen, Rötung oder Juckreiz am Auge bzw. der Augenlider auftreten.

Wenn bei Ihnen derartige Symptome auftreten, beenden Sie die Anwendung.

Haltbarkeit und Aufbewahrung:

- Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Nicht einfrieren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Aussehen und Geruch:

Lipo Nit® Med ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opaleszente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin.

FREI VON  
PEG, Parabenen,  
Tensiden

### Ooglidverzorging

NL

Verzorging + Reiniging  
Met liposomen

Zachte dagelijkse reiniging en verzorging voor geïrriteerde, gevoelige oogleden en de huid rondom de ogen.

Dermatologisch en door oogartsen getest. Wordt zeer goed verdragen.

Speciale formule voor het zacht verwijderen van vuil, secreteet, korstjes en schilfers.

Het dagelijks reinigen van de oogleden is de belangrijkste maatregel bij irritaties en blefaritis.

Lipo Nit® Med:

- vermindert roodheid van de oogleden
- verbetert de hydratatie van de huid
- verzacht irritaties
- verbetert de toestand van de huid

Kan worden gebruikt voor het zacht verwijderen van make-up.

Na gebruik niet van de oogleden afspoelen.

Lipo Nit® Med is geschikt voor dragers van contactlenzen. Het wordt aanbevolen contactlenzen pas na het gebruik in te zetten.

Tweemaal daags gebruiken.

Bevochtig een pluisvrij wattenschijfje met Lipo Nit® Med.

Reinig hiermee het bovenste ooglid van boven naar beneden, en het onderste ooglid van onder naar boven (altijd tot in de ooglidspleet). Voor het verwijderen van vuil, schilfers en korstjes op de ooglidrand en de wimpers.

Voor elk ooglid een nieuw wattenschijfje gebruiken.

Ingrediënten/Bestanddelen:

Aqua, Sodium Chloride, Lecithin, Phenoxyethanol, Alcohol, Retinyl Palmitate

Opmerkingen:

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

Dit kan de vorm aannemen van een branderig gevoel, roodheid of jeuk aan het oog of de oogleden.

Als u dergelijke symptomen ervaart, stop dan met het gebruik.

Houdbaarheid en bewaren:

- Na openen vier weken te gebruiken.
- Niet gebruiken na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Niet in de vriezer bewaren.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uiterlijk en geur:

Lipo Nit® Med is door de liposomale formulering een bijna doorschijnende vloeistof met een melkachtig uiterlijk en de kenmerkende, natuurlijke geur van lecithine.

Zonder  
PEG, parabenen  
en tensiden

## Med

### Soin des paupières

**FR**

Soin + Hygiène

Contient des liposomes

Soin doux et nettoyage quotidien des paupières sensibles irritées et de la zone oculaire.

Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Excellente tolérance.

Une formulation spéciale pour l'élimination en douceur de dépôts, sécrétions, croûtes et squames.

L'hygiène quotidienne des paupières est la mesure la plus importante en cas d'irritation et de blépharite.

Lipo Nit® Med:

- réduit les rougeurs des paupières
- améliore l'hydratation de la peau
- apaise les irritations
- améliore le grain de peau

Peut être utilisé comme démaquillant doux.

Ne doit pas être rincé après utilisation pour les porteurs de lentilles de contact.

Lipo Nit® Med convient aux porteurs de lentilles de contact. Il est recommandé d'insérer les lentilles après l'utilisation.

Utilisation deux fois par jour.

Imbiber un tampon d'ouate non pelucheux de Lipo Nit® Med.

L'utiliser pour nettoyer la paupière supérieure de haut en bas et la paupière inférieure de bas en haut (respectivement en direction de l'ouverture des paupières). Élimination des dépôts, squames et croûtes du bord de la paupière et des cils.

Utiliser un nouveau tampon d'ouate pour chaque paupière.

Ingrédients/composants :

Eau, chlorure de sodium, lécithine, phénoxyéthanol, alcool, palmitate de rétinol

Remarques :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Cela peut prendre la forme d'une sensation de brûlure, de rougeur ou de démangeaison au niveau de l'œil ou des paupières.

Si vous présentez de tels symptômes, arrêtez l'utilisation.

Durée et conditions de conservation :

- Peut être utilisé 4 semaines après ouverture.
- Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.
- Ne pas congeler.
- Conserver hors de portée des enfants.

Aspect et odeur :

Compte tenu de sa composition contenant des liposomes, Lipo Nit® Med est un liquide opalescent d'un aspect laiteux ayant une odeur caractéristique naturelle de lécithine.

### Cura delle palpebre

**IT**

Cura + igiene

Con liposomi

Trattamento e detersione quotidiana delicata per palpebre e contorno occhi irritati e sensibili.

Prodotto dermatologicamente e oftalmologicamente testato. Ottima tollerabilità.

Formulazione speciale per la rimozione delicata di cispe, secrezioni, croste e desquamazioni.

L'igiene quotidiana delle palpebre è la misura più importante per contrastare irritazioni e blefariti.

Lipo Nit® Med:

- riduce l'arrossamento delle palpebre
- migliora l'idratazione della pelle
- allevia l'irritazione
- migliora la texture della pelle

Può essere utilizzato per rimuovere delicatamente il make-up.

Non è necessario risciacquare le palpebre dopo l'applicazione.

Lipo Nit® Med è adatto ai portatori di lenti a contatto. Si consiglia di applicare le lenti a contatto solo dopo l'utilizzo.

Utilizzare 2 volte al giorno.

Inumidire con Lipo Nit® Med un dischetto di cotone che non lascia pelucchi.

Detergere la palpebra superiore dall'alto verso il basso e la palpebra inferiore dal basso verso l'alto (verso la rima palpebrale). Rimuovere cispe, desquamazioni e croste sul margine palpebrale e sulle ciglia.

Usare un nuovo dischetto di cotone per ogni palpebra.

Ingredienti:

Acqua, cloruro di sodio, lecitina, fenossietanolo, alcool, palmitato di retinile

Note:

Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso uno qualsiasi degli ingredienti.

Questo può manifestarsi sotto forma di bruciore, arrossamento o prurito dell'occhio o delle palpebre.

Se si verificano questi sintomi, interrompere l'uso.

Stabilità e conservazione:

- Può essere utilizzato per 4 settimane dopo l'apertura.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non congelare.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Aspetto e odore:

Per via della sua formulazione liposomiale, Lipo Nit® Med si presenta come un liquido opalescente dall'aspetto lattiginoso e dal caratteristico odore naturale della lecitina.

Sans  
PEG, parabènes,  
tensioactifs

Privo di  
PEG, parabeni,  
tensioattivi