

IT
PROPRIETA' E INDICAZIONI

La soluzione per la disinfezione e la conservazione ha un effetto antibatterico e ha un pH compatibile per gli occhi. È indicata per la disinfezione di tutte le lenti a contatto rigide gas permeabili.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di toccare le lenti a contatto, sciacquare le mani con cura. Prelevare la lente a contatto. Applicare alcune gocce di soluzione per la disinfezione e la conservazione su ogni lato della lente a contatto. Massaggiare sul palmo della mano per alcuni secondi. Sciacquare le lenti con soluzione salina. Tenere le lenti nella soluzione disinfettante e di conservazione per almeno 4 ore o per tutta la notte. Prima di applicare le lenti, sciacquare con soluzione salina.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Una volta aperto, utilizzare entro 90 giorni. Non utilizzare la soluzione se il sigillo sul flacone è stato alterato. Conservare tra 15°C e 30°C. Non utilizzare più il prodotto dopo la data di scadenza. Ripetere la procedura se le lenti rimangono nella stessa soluzione per più di 7 giorni. Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare le lenti a contatto. Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità in relazione a un componente. Prima di assumere farmaci, consultare sempre il proprio ottico applicatore delle lenti a contatto o il proprio oculista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON INGERIRE.**

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate. Se si presentano reazioni avverse consultare sempre il proprio ottico applicatore delle lenti a contatto o il proprio oculista.

INGREDIENTI

Acido etilendiamminotetraacetico 0,023%, Poliesametilenebiguanide 0,0002%, Polivinilpirrolidone, Polisorbato 80, Sodio cloruro, Metabisolfito di sodio, Sodio Fosfato Dibasico, Sodio Fosfato Monobasico, Sodio idrossido anidro, acqua purificata.

EN
PROPERTIES AND INDICATIONS

The disinfection and storage solution has an antibacterial function while maintaining an eye-friendly pH value. It is used for cleaning all rigid, gas-permeable contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before handling the contact lenses, wash your hands thoroughly. Remove lenses. Apply some drops of the disinfection and soaking solution to each lens surface. Gently rub the lens for a few seconds in the palm of the hand or between the fingers. Rinse the lenses with saline solution. Soak the lenses in the disinfection and storage solution for at least 4 hours or overnight. Before using the lenses, rinse them with saline solution.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Once opened, use within 90 days. Do not use the solution if the seal is broken, missing or tampered with. Store between 5°C and 30°C. Do not use the product after expiry date. Repeat the procedure if the lenses remain in the same solution for more than 7 days. Do not use tap water to rinse the lenses. Do not use the product if you are allergic or sensitive to any of the ingredients. Before taking any medication, consult your ophthalmologist. Keep out of reach of children. **DO NOT INGEST.**

CONTRAINDICATIONS

No contraindication reported. If you experience any irritation or any other adverse effects, remove lenses and consult your eye care specialist.

CONTAINS

Ethylene diamine tetra acetic acid 0.023%, PolyHexaMethyleneBiguanide 0.0002%, Polyvinylpyrrolidone, Polysorbate 80, Sodium chloride, Sodium Metabisulfite, Bibasic Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Anhydrous Sodium Hydroxide, Purified water.

DE
EIGENSCHAFTEN UND HINWEISE

Die Desinfektions- und Aufbewahrungslösung wirkt antibakteriell. Sie dient zur Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung aller formstabilen Kontaktlinsen. Sie ist pH-neutral.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor jeder Handhabung der Kontaktlinsen gründlich Hände waschen. Linsen absetzen. Einige Tropfen der Desinfektions- und Aufbewahrungslösung auf jede Seite der Linse geben und diese einige Sekunden lang sanft in der Handfläche oder zwischen den Fingern reiben. Die Linsen mit Kochsalzlösung abspülen. Die Linsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Desinfektions- und Aufbewahrungslösung aufbewahren. Vor dem Aufsetzen, die Linsen wieder mit Kochsalzlösung abspülen.

VORSICHTSMAßNAHMEN UND HINWEISE

Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verwenden. Nicht verwenden, wenn das Siegel beschädigt ist. Zwischen 5° C und 30°C aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Bleiben die Kontaktlinsen länger als 7 Tage in der Lösung, muss der Reinigungsvorgang entsprechend wiederholt werden. Zum Abspülen der Kontaktlinsen niemals Leitungswasser verwenden. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit oder Allergien gegen einen Inhaltsstoff. Vor Anwendung von Medikamenten, sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten. Von Kindern fernhalten. **NICHT EINNEHMEN.**

GEGENANZEIGEN

Es existieren keine nachgewiesenen Gegenanzeigen. Wenn Sie Reizungen oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen, dann setzen Sie die Linsen ab, stoppen Sie die Anwendung des Produktes und wenden sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

ZUSAMMENSETZUNG

Ethylendiaminotetraessigsäure 0.023%, Polyesametilenebiguanid 0.0002%, Polyvinylpyrrolidon, Polysorbat 80, Natriumchlorid, Natriummetabisulfit, zwei basisches Natriumphosphat, einbasisches Natriumphosphat, wasserfreies Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

FR
PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS

La solution de désinfection et de conservation a un effet antibactérien tout en conservant un pH agréable pour les yeux. La solution est utilisée pour la désinfection de toutes les lentilles de contact rigides perméables aux gaz.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de toucher vos lentilles de contact, lavez toujours soigneusement les mains. Retirer vos lentilles. Appliquez quelques gouttes de solution de nettoyage sur chaque face de la lentille puis frottez délicatement la lentille en effectuant un mouvement circulaire pour nettoyer sa surface. Rincez délicatement la lentille avec une solution saline. Laissez les lentilles immergées pendant au moins 4 heures ou toute la nuit dans la solution de désinfection et de conservation. Avant d'appliquer les lentilles dans les yeux, rincer avec la solution saline.

PRÉCAUTIONS

Après ouverture, utiliser dans les 90 jours. Ne pas utiliser la solution si le sceau du flacon a été altéré. Conservé entre 5°C et 30°C. Ne pas utiliser après la date d'expiration. Répétez la procédure si les lentilles restent dans la même solution pendant plus de 7 jours. Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les lentilles. Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un des composants. Avant de prendre tout médicament, consultez toujours votre opticien applicateur de lentilles de contact ou votre ophtalmologiste. Tenir hors de portée des enfants. **NE PAS AVALER.**

CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe aucune contre-indication constatée. Si des intolérances surviennent, telles que des inflammations, des irritations durables ou d'autres problèmes ophtalmiques, retirez les lentilles de contact et n'utilisez plus le produit. Contactez la personne qui adapte vos lentilles de contact ou votre ophtalmologiste.

INGRÉDIENTS

EDTA (Éthylènediaminetétraacétique) 0.023%, PolyHexaméthylènebiguanine 0.0002%, Polyvinylpyrrolidone, Polysorbate 80 Chlorure de sodium, Metabisulfite de sodium, Phosphate de sodium dibasique, Phosphate de sodium monobasique, Hydroxyde de sodium anhydre, Eau purifiée.



SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA



Please Recycle!



CC0226671 rev01 2022/09